

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر

در تمامی بخش های آزمایشگاه یکی از دستگاههای ضروری برای اندازه گیری ترکیبات شیمیائی اسپکتروفتومتر است. لازمه استفاده صحیح از این دستگاه واخذ نتایج دقیق، نگهداری صحیح و کنترل کیفی این دستگاه است در نگهداری اسپکتروفتومتر مواردی از قبیل نظافت دستگاه، استفاده از فیلتر در دستگاههایی که دارای فیلتر هستند، استفاده از کووت مناسب ضروری می باشد.

برای کنترل کیفی اسپکتروفتومتر راههای مختلفی وجود دارد:

۱- کنترل صحت فتومتری:

ابتدا ۵۰ میلی گرم دی کرومات پتاسیم خشک شده را با ترازوی کالیبره وزن نموده و در یک لیتر اسید سولفوریک ۰.۰۱ نرمال حل می کنیم سپس دستگاه اسپکتروفتومتر را با محلول ۰.۰۱ نرمال اسید سولفوریک در طول موج ۳۵۰ نانومتر صفر کرده و محلول دی کرومات پتاسیم حل شده در اسید سولفوریک را در کووت ریخته و جذب آن را در دمای اتاق قرائت می کنیم در صورت صحت دستگاه میزان جذب باید $2.530 \pm$ باشد. برای خشک کردن دی کرومات پتاسیم مقداری از آن را به مدت ۲ ساعت در دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد قرار می دهیم.

صحت فتومتری به توانائی لامپ اسپکتروفتومتر در ارائه حد اکثر تابش فتو الکتریک بستگی دارد و باید هر ماه یکبار صحت فتومتری دستگاه را چک کنیم.

۲- کنترل صحت طول موج:

۲. میکرولیتر خون را در ۵ میلی لیتر محلول درابکین مخلوط کرده بعد از ۱۵ دقیقه میزان جذب را در بین

طول موج های ۵۵۰-۵۰۰ نانومتر به فاصله هر ۵ نانومتر (۵۰۰-۵۰۵-۵۱۰-۵۱۵-۵۲۰-۵۲۵-۵۳۰-

۵۵۰-۵۴۵-۵۴۰-۵۳۵ در مقابل محلول درابکین) بلاتک (در دمای اتاق قرائت می کنیم. حد اکثر جذب

باید در طول موج ۵۴۰ نانومتر باشد و در صورت رسم منحنی بصورت زنگوله ای می باشد.

این کنترل نشان می دهد طول موج مورد نظر ما با طول موجی که به دستگاه داده شده است یکسان می باشد.

۳- کنترل خطی بودن:

این کنترل نشان می دهد که اگر غلظت محلول افزایش یابد جذب نوری نیز به همان اندازه افزایش می یابد.

برای اینکار ۱۰۰ میلی گرم دی کرومات پتاسیم را با اسید سولفوریک ۰.۰۱ نرمال به حجم یک لیتر

رسانده این محلول بصورت استوک می باشد سپس غلظت های ۲۰ ، ۴۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۴۰ ، ۱۶۰

، ۱۸۰ تهیه کرده و در طول موج ۳۵۰ نانومتر در مقابل اسید سولفوریک ۰.۰۱ نرمال) بلاتک (قرائت نموده

بعد از روی جوابهای بدست آمده منحنی رسم می شود منحنی بدست آمده در بهترین شرایط خطی می باشد.

۴- کنترل رانش فتومتری:

یک منبع مهم خطا عدم پایداری کمیت اندازه گیری شده توسط دستگاه نسبت به زمان می باشد برای این کار

محلول سیان مت هموگلوبین تهیه شده را در کووت ریخته و در آن را با پارافیلیم می بندیم و در دستگاه قرار

می دهیم و زمان صفر ثبت می گردد. جذب نوری این محلول را هر ۵ تا ۱۵ دقیقه یکبار به مدت یک ساعت

قرائت می کنیم. تفاوت جوابهای خوانده شده نباید بیشتر از ۰.۰۰۵ در ساعت باشد.